









Płytki reakcyjne z 96 dołkami i pokrywki

Płytki 96-dołkowe wykonane z polistyrenu pakowane indywidualnie. Pokrywki należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Stopień czystości	Materiał	Wymiary	Pakowane	Szt./Op.
	B-2397	Płytki 96-dołkowe	U-kształtne	sterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2398	Płytki 96-dołkowe	U-kształtne	niesterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2399	Płytki 96-dołkowe	V-kształtne	sterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2400	Płytki 96-dołkowe	V-kształtne	niesterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2401	Płytki 96-dołkowe	F-kształtne	sterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2402	Płytki 96-dołkowe	F-kształtne	niesterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2403	Pokrywki do płytek mikrolitrowych	-	sterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.
	B-2404	Pokrywki do płytek mikrolitrowych	-	niesterylne	PS	86 x 128 mm	pak. ind.	50 szt.

Opis

Płytki 96-dołkowe wykonane z polistyrenu. Pakowane indywidualnie. Do wyboru w wariantach sterylnym oraz niesterylnym. Wymiary płytek wynoszą 86 x 128 mm.

Uwaga: Pokrywki należy zamawiać osobno. Są pakowane indywidualnie.