



Szalki Petriego Anumbra[®]



Szalki Petriego Anumbra[®] produkcji czeskiej. Wykonane z wysokiej jakości **szkła sodowo-wapniowego**. Mogą służyć jako pojemnik do przechowywania lub standardowo do prowadzenia hodowli mikrobiologicznych. Autoklawowalne.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Średnica | Wysokość | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| | S-2502 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 40 mm | 12 mm | 18 szt. |
| | S-2503 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 50 mm | 12 mm | 18 szt. |
| | S-2504 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 60 mm | 12 mm | 18 szt. |
| | S-2505 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 60 mm | 15 mm | 18 szt. |
| | S-2506 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 70 mm | 15 mm | 18 szt. |
| | S-2507 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 80 mm | 15 mm | 18 szt. |
| | S-2508 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 90 mm | 15 mm | 18 szt. |
| | S-2509 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 100 mm | 10 mm | 18 szt. |
| | S-2510 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 100 mm | 15 mm | 18 szt. |
| | S-2511 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 100 mm | 20 mm | 18 szt. |
| | S-2512 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 120 mm | 20 mm | 18 szt. |
| | S-2513 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 150 mm | 25 mm | 18 szt. |
| | S-2514 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 180 mm | 30 mm | 10 szt. |
| | S-2515 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 200 mm | 30 mm | 10 szt. |
| | S-2516 | Szalki Petriego Anumbra [®] | 200 mm | 50 mm | 10 szt. |

Opis

Szalki Petriego Anumbra® produkcji czeskiej. Wykonane z wysokiej jakości **szkła sodowo-wapniowego**. Mogą służyć jako pojemnik do przechowywania lub standardowo do prowadzenia hodowli mikrobiologicznych. Autoklawowalne.

Grubość szkła: 1,9 mm \pm 0,2 mm.

Maks. krzywizna: 1,2 ÷ 1,6.