



## Płytki 96-miejscowe Microtiter™ z PS - przezroczyste



96-dołkowe płytki mikrolitrowe z PS. Przezroczyste. Pokrywki należy zamawiać osobno. Opakowanie zawiera 50 szt.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa  | Kolor         | Dno         | Poj. dołka | Stopień czystości | Szt./Op. |
|-----------|---------|--|---------------|-------------|------------|-------------------|----------|
|           | 611F96  | Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS | przezroczyste | F-kształtne | 400 µl     | niesterylne       | 50 szt.  |
|           | 611U96  | Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS | przezroczyste | U-kształtne | 330 µl     | niesterylne       | 50 szt.  |
|           | 611V96  | Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS | przezroczyste | V-kształtne | 310 µl     | niesterylne       | 50 szt.  |
|           | 641000  | Pokrywki z PS do płytek Sterilin™ Microtiter™  | przezroczyste | -           | -          | niesterylne       | 50 szt.  |
|           | 642000  | Pokrywki z PS do płytek Sterilin™ Microtiter™  | przezroczyste | -           | -          | sterylnie         | 50 szt.  |

### Opis

96-dołkowe płytki mikrolitrowe z PS. Przezroczyste. Trzy modele dołków do wyboru. Pokrywki należy zamawiać osobno. Opakowanie zawiera 50 szt.

**Materiał:** polistyren (PS).

**Wymiary płytek:** 127 x 86 mm.