



## Płytki 96-miejscowe Microtiter™ z PS - przezroczyste



96-dołkowe płytki mikrolitrowe z PS. Przezroczyste. Pokrywki należy zamawiać osobno. Opakowanie zawiera 50 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Dno	Poj. dołka	Stopień czystości	Szt./Op.
	611F96	Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS	przezroczyste	F-kształtne	400 µl	niesterylne	50 szt.
	611U96	Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS	przezroczyste	U-kształtne	330 µl	niesterylne	50 szt.
	611V96	Płytki 96-miejscowe Sterilin™ Microtiter™ z PS	przezroczyste	V-kształtne	310 µl	niesterylne	50 szt.
	641000	Pokrywki z PS do płytek Sterilin™ Microtiter™	przezroczyste	-	-	niesterylne	50 szt.
	642000	Pokrywki z PS do płytek Sterilin™ Microtiter™	przezroczyste	-	-	sterylnie	50 szt.

### Opis

96-dołkowe płytki mikrolitrowe z PS. Przezroczyste. Trzy modele dołków do wyboru. Pokrywki należy zamawiać osobno. Opakowanie zawiera 50 szt.

**Materiał:** polistyren (PS).

**Wymiary płytek:** 127 x 86 mm.