



## Chłodnice kulkowe Allihna 2 x NS - Lenz



Chłodnice kulkowe Allihna ze szlifami wykonane wg DIN 12 581 ze szkła borokrzemowego, 3.3. Z plastikowymi oliwkami z gwintem GL 14 lub z dwoma oliwkami szklanymi.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                            | Typ                           | Dł. płaszcz | Szlif zew. | Szlif wew. |
|-----------|---------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
|           | G-5461  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 160 mm      | NS 14/23   | NS 14/23   |
|           | G-5462  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 160 mm      | NS 19/26   | NS 19/26   |
|           | G-5463  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 160 mm      | NS 24/29   | NS 24/29   |
|           | G-5464  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 160 mm      | NS 29/32   | NS 29/32   |
|           | G-5465  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 250 mm      | NS 14/23   | NS 14/23   |
|           | G-5466  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 250 mm      | NS 19/26   | NS 19/26   |
|           | G-5467  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 250 mm      | NS 24/29   | NS 24/29   |
|           | G-5468  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 250 mm      | NS 29/32   | NS 29/32   |
|           | G-5469  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 400 mm      | NS 24/29   | NS 24/29   |
|           | G-5470  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 400 mm      | NS 29/32   | NS 29/32   |
|           | G-5471  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami szklanymi          | 500 mm      | NS 29/32   | NS 29/32   |
|           | G-5481  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 160 mm      | NS 14/23   | NS 14/23   |
|           | G-5482  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 160 mm      | NS 19/26   | NS 19/26   |
|           | G-5483  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 160 mm      | NS 24/29   | NS 24/29   |
|           | G-5484  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 160 mm      | NS 29/32   | NS 29/32   |
|           | G-5485  | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 250 mm      | NS 14/23   | NS 14/23   |

|   |        |                                  |                               |        |          |          |
|---|--------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|----------|
|  | G-5486 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 250 mm | NS 19/26 | NS 19/26 |
|  | G-5487 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 250 mm | NS 24/29 | NS 24/29 |
|  | G-5488 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 250 mm | NS 29/32 | NS 29/32 |
|  | G-5489 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 400 mm | NS 24/29 | NS 24/29 |
|  | G-5490 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 400 mm | NS 29/32 | NS 29/32 |
|  | G-5491 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | z oliwkami plastikowymi GL 14 | 500 mm | NS 29/32 | NS 29/32 |

### Opis

Chłodnice kulkowe Allihna 2 x NS wg DIN 12 581. Wykonane ze szkła borokrzemowego, 3.3. Z plastikowymi oliwkami z gwintem GL 14 lub z dwoma oliwkami szklanymi.