

**Płytki 384-dołkowe do PCR - full skirted - białe**



Płytki 384-dołkowe, wykonane z PP. Białe. Nadają się do Real Time-PCR (qPCR). Pojemność dołka: 0,03 ml. Poszczególne dołki mogą pomieścić próbki o objętości 2 µl do 30 µl. Płytki są dostosowane do użytkowania ze zautomatyzowanymi systemami pipetowania lub z pipetami automatycznymi. Pasują do termocyklera Roche® LightCycler® 480.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                    | Ścięty narożnik | Kolor | Nr producenta | Pakowane    | Szt./Op. |
|-----------|---------|--|-----------------|-------|---------------|-------------|----------|
|           | K-0397  | Płytki 384-dołkowe do PCR - full skirted | A12, H12        | białe | 781358        | 5 x 10 szt. | 50 szt.  |

**Opis**

Płytki 384-dołkowe, wykonane z PP. Białe. Nadają się do Real Time-PCR (qPCR). Pojemność dołka: 0,03 ml. Poszczególne dołki mogą pomieścić próbki o objętości 2 µl do 30 µl. Płytki są dostosowane do użytkowania ze zautomatyzowanymi systemami pipetowania lub z pipetami automatycznymi. Pasują do termocyklera Roche® LightCycler® 480.