



Płytki do PCR, 96-dołkowe, semi-skirted, białe - Brand



Białe płytki 96-dołkowe, wykonane z PP. Oryginalny produkt firmy Brand. Semi-skirted. Niski profil. Pasują do termocyklera Roche® Light Cycler® 480. Z czarnym oznakowaniem alfanumerycznym. Odpowiednie do techniki qPCR. Pojemność dołka 0,15 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ścięty narożnik	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0390	Płytki do PCR, 96-dołkowe, semi-skirted, niski profil, białe	H12	781364	50 szt. (5 x 10 szt.)
	K-0391	Płytki do PCR, 96-dołkowe, semi-skirted, niski profil, białe, z folią uszczelniającą w komplecie	H12	781365	50 szt. (5 x 10 szt.) płytek + arkuszy folii uszczelniającej do qPCR

Opis

Białe płytki 96-dołkowe, wykonane z PP. Oryginalny produkt firmy Brand. Semi-skirted. Niski profil. Pasują do termocyklera Roche® Light Cycler® 480. Z czarnym oznakowaniem alfanumerycznym. Odpowiednie do techniki qPCR. Pojemność dołka 0,15 ml. Dostępne również w komplecie z matami uszczelniającymi (nr art. K-0391).