



## Płytki do PCR i mikrotestów



Cienkościenne płytki do mikrotestów z otworami 0,2 ml. Wykonane z PP. Kolor naturalny. Autoklawowalne. Bez pokrywki. Zapewniają szybkie przenoszenie ciepła. Przystosowane do wszystkich powszechnie znanych termocyklerów z 96-stanowiskowym formatem blokowym i otworami 0,2 ml. Wolne od DNA, RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	7-9715	Płytki do PCR i mikrotestów, 96-stanowiskowe, niesterylne	10 szt.
	7-9716	Płytki do PCR i mikrotestów, 96-stanowiskowe, sterylne	10 szt.
	7-9721	Płytki do PCR i mikrotestów, 48-stanowiskowe, niesterylne	20 szt.
	7-9722	Płytki do PCR i mikrotestów, 24-stanowiskowe, niesterylne	40 szt.
	7-9717	8-stanowiskowe paski zamykające, niesterylne	300 szt. (25x12)
	7-9718	8-stanowiskowe paski zamykające, sterylne	300 szt. (25x12)

### Opis

Cienkościenne płytki do mikrotestów z otworami 0,2 ml. Wykonane z PP. Kolor naturalny. Autoklawowalne. Bez pokrywki. Zapewniają szybkie przenoszenie ciepła. Przystosowane do wszystkich powszechnie znanych termocyklerów z 96-stanowiskowym formatem blokowym i otworami 0,2 ml. Wolne od DNA, RNaz i DNaz.