



Szalki z PS do hodowli komórkowych

Szalki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Powierzchnia obrabiana próżniowo zapewnia doskonałą adhezję komórek. Pakowane w rękawy po 10 szt. **Sterylnie.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Wysokość	Śr. wew.	Pow. wzrostu	Pakowane	Szt./Op.
	B-4230	Szalki do hodowli komórkowych	40 mm	11 mm	34,3 mm	9,40 cm ²	50 x 10 szt.	500 szt.
	B-4231	Szalki do hodowli komórkowych	58 mm	15 mm	52,8 mm	21,50 cm ²	50 x 10 szt.	500 szt.
	B-4232	Szalki do hodowli komórkowych	93 mm	20 mm	86,2 mm	57,50 cm ²	20 x 10 szt.	200 szt.
	B-4233	Szalki do hodowli komórkowych	149 mm	26 mm	140,2 mm	148,00 cm ²	12 x 10 szt.	120 szt.

Opis

Szalki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego polistyrenu. Powierzchnia obrabiana próżniowo zapewnia doskonałą adhezję komórek. Pakowane w rękawy po 10 szt. **Sterylnie.**

Modele o średnicy 40 i 58 mm posiadają dodatkowe zewnętrzne ząbkowanie ułatwiające operowanie szalkami w trakcie pracy.

Pozostałe cechy:

- możliwość układania w stosy,
- sterylizowane promieniami gamma,
- wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
- nie są cytotoksyczne,
- wolne od pirogenów.