

## Zatyczki w paskach do probówek do PCR, wypukłe - 8-stanowiskowe



120 pasków po 8 pokrywek (wypukłe pokrywki). Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710960	Pokrywki w paskach do płytek PCR, 8-stanowiskowe	bezbarwne	120 pasków po 8 pokrywek = 960 pokrywek

### Opis

120 pasków po 8 pokrywek (wypukłe pokrywki). Wolne od DNaz i RNaz. Pasują do probówek o [Nr-Art. A-710950](#).  
Pasują również do płytek do PCR TubePlate 96-dołkowe, bez pokrywek, które należy zamawiać osobno.

**Opakowanie:** w worku (120 pasków 8-stanowiskowych)