





## Płytki do PCR 96-dołkowe - typ semi-skirted

Płytki do PCR 96-dołkowe. Wykonane z tworzywa sztucznego. Semi Skirt. High Profile. Numerowane. Ze ściętym rogami A12. Wolne od DNA, DNaz i RNAz. Do nabycia płytki przezroczyste oraz białe. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710880	Płytki do PCR 96-dołkowe Semi Skirt	przezroczysty	10 szt.
	A-710878	Płytki do PCR 96-dołkowe Semi Skirt	biały	10 szt.

### Opis

Płytki do PCR 96-dołkowe. Wykonane z tworzywa sztucznego. Semi Skirt. High Profile. Numerowane. Ze ściętymi rogami A12. Wolne od DNA, DNaz i RNAz. Do nabycia płytki przezroczyste oraz białe. Opakowanie zawiera 10 sztuk.