



Płytki titracyjne



Płytki titracyjne z 96 stanowiskami o pojemności 1,0 do 1,2 ml. Wykonane z polipropylenu. Mogą być ustawiane piętrowo. Nadają się do wirowania. Opakowanie zawiera 24 sztuki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	7-3900	Płytki titracyjne z polipropylenu	24 szt.

Opis

Płytki titracyjne z 96 stanowiskami o pojemności 1,0 do 1,2 ml. Wykonane z polipropylenu. Mogą być ustawiane piętrowo. Nadają się do wirowania. Opakowanie zawiera 24 sztuki.