



Wkłady z probówkami

Wkłady z mikroprobówkami, wykonane z polipropylenu. Wyjątkowo praktyczne w eksperymentach wymagających zastosowania wielu mikroprobówek jednocześnie. Każdy wkład zawiera 8 rzędów po 12 probówek, oznaczonych alfanumerycznie bądź bez oznaczeń.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	B-4520	Wkłady z mikroprobówkami, oznakowane	0,65 ml	50 szt.
	B-4521	Wkłady z mikroprobówkami, nieoznakowane	0,65 ml	50 szt.
	B-4522	Puste statywy - pudełka na wkłady z mikroprobówkami o poj. 0,65 ml	-	5 szt.
	B-4523	Wkłady z mikroprobówkami, oznakowane	1,2 ml	50 szt.
	B-4524	Wkłady z mikroprobówkami, nieoznakowane	1,2 ml	50 szt.
	B-4525	Puste statywy - pudełka na wkłady z mikroprobówkami o poj. 1,2 ml	-	5 szt.
	B-4526	Pokrywki do wkładów z mikroprobówkami	-	100 szt.

Opis

Wkłady z mikroprobówkami, wykonane z polipropylenu. Wyjątkowo praktyczne w eksperymentach wymagających zastosowania wielu mikroprobówek jednocześnie. Każdy wkład zawiera 8 rzędów po 12 probówek, oznaczonych alfanumerycznie bądź bez oznaczeń. Z możliwością dokupienia pasujących, zamykanych statywów - pudełek. W ofercie również dopasowane pokrywki, wykonane z TPE, z możliwością przekłucia igłą w celu pobrania próbki. Autoklawowalne.