

Fiolki szklane z gwintem krótkim ND9



Fiolki szklane przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими.

Wymiary: 32 x 11,6 mm

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Pojemność | Gwint | Szt./Op. |
|-----------|---------|--|-----------|-----------|-------|----------|
| | 7-0673 | Fiolki szklane z gwintem | bezbarwne | 1,5 ml | ND9 | 100 szt. |
| | 7-0674 | Fiolki szklane z gwintem, silanizowane | bezbarwne | 1,5 ml | ND9 | 100 szt. |
| | 7-0675 | Fiolki szklane z gwintem, z polem na opis i skalą | bezbarwne | 1,5 ml | ND9 | 100 szt. |
| | 7-0676 | Fiolki szklane z gwintem, z polem na opis i skalą | oranżowe | 1,5 ml | ND9 | 100 szt. |
| | 7-0677 | Fiolki szklane z gwintem, silanizowane, z polem na opis i skalą | oranżowe | 1,5 ml | ND9 | 100 szt. |
| | 7-0678 | Fiolki szklane z gwintem, ze stożkiem wewnętrznym 15 µl | bezbarwne | 1,1 ml | ND9 | 100 szt. |
| | 7-0679 | Fiolki szklane z gwintem, ze zintegrowanym mikrowkładem, z polem na opis i skalą | bezbarwne | 0,2 ml | ND9 | 100 szt. |

Opis

Fiolki szklane przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими.

Wymiary: 32 x 11,6 mm

Zakrętki prosimy zamawiać osobno.