

## Fiolki gwintowane do przechowywania próbek - poj. 20 ml

Fiolki gwintowane o poj. 20 ml wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Wys. x śr.	Szt./Op.
	7-0891	Fiolki z gwintem, szkło przeźroczyste	20 ml	ND20	86 x 22,7 mm	100 szt.

### Opis

Fiolki gwintowane o poj. 20 ml wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.