



Fiolki Wheaton ze szkła przezroczystego lub brązowego, z gwintem - 4 ml

WHEATON[®]

Brak zdjęcia

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Śr. gwintu	Kolor	Szt./Op.
	9-0152	Fiolki WHEATON z gwintem	4 ml	15 x 45 mm	13 mm	przeźroczyste	200 szt.
	9-0160	Fiolki WHEATON z gwintem	4 ml	15 x 45 mm	13 mm	brązowe	200 szt.

Opis

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości. Dostarczane bez zakrętek gwintowych. Odpowiednie typy zakrętek oraz septy należy zamawiać osobno.