



Fiolki WHEATON ze szkła przezroczystego lub brązowego

WHEATON[®]

Fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego Wheaton 33. Z gwintem. Dostarczane w praktycznym pudełku kartonowym. Zamknięcia i septy należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wysokość	Pojemność	Szt./Op.
	9-0167	Fiolki Wheaton	bezbarwne	57 mm	20 ml	200 szt.
	9-0168	Fiolki Wheaton	bezbarwne	70 mm	25 ml	200 szt.
	9-0169	Fiolki Wheaton	bezbarwne	95 mm	40 ml	200 szt.
	9-0170	Fiolki Wheaton	brązowe	95 mm	40 ml	200 szt.

Opis

Fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego Wheaton 33. Z gwintem. Dostarczane w praktycznym pudełku kartonowym. Zamknięcia i septy należy zamawiać osobno.

Średnica butelki: 27,75 mm.

Średnica pasujących zakrętek: 24 mm.