

**Fiolki Wheaton - przezroczyste - 4 ml - w pudełku**

**WHEATON<sup>®</sup>**

Brak zdjęcia

Fiolki ze szkła Wheaton z zakrętką i septą – pojemność 4 ml. Pakowane w praktyczne pudełka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Śr. gwintu	Szt./Op.
	9-0173	Fiolki Wheaton	4 ml	15 x 48 mm	13 mm	40 szt.
	9-0175	Fiolki Wheaton	4 ml	15 x 48 mm	13 mm	40 szt.
	9-0177	Fiolki Wheaton	4 ml	15 x 48 mm	13 mm	40 szt.

**Opis**

Fiolki ze szkła Wheaton z zakrętką i septą – pojemność 1,5 ml i 2 ml. Pakowane w praktyczne pudełka.

**Nr art. 9-0173**

Fiolki ze szkła borokrzemowego Wheaton 33 z zakrętką i białą gumową wkładką. Odporne na zmiany temperatury. W pudełku nadającym się do ponownego użycia.

**Nr-art. 9-0175**

Fiolki z zakrętką z otworem i septą gumowo-silikonową, powleczoną teflonem.

**Nr-art. 9-0177**

Fiolki z podziałką. Zakrętką z otworem i septą gumowo-silikonową, pokrytą teflonem. Fiolki 4 ml posiadają podziałkę co 0,5 ml. Dostarczane w pudełku nadającym się do ponownego użycia.