



Fiolki Wheaton z brązowego szkła, z zakrętką i gumową wkładką - 8,0 ml

WHEATON[®]

Fiolki wykonane z brązowego szkła borokrzemowego Wheaton 320. Odpowiednie dla próbek wrażliwych na światło. Zakrętki zawierają białą, gumową wkładkę na bazie styrenu i butadienu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Śr. gwintu	Szt./Op.
	9-0180	Fiolki Wheaton z zakrętką i gumową wkładką		8 ml	17 x 63 mm	15 mm	144 szt.

Opis

Fiolki wykonane z brązowego szkła borokrzemowego Wheaton 320. Odpowiednie dla próbek wrażliwych na światło. Szkło spełnia wymagania normy ASTM typ I, klasa B. Fiolki i zakrętki mogą być sterylizowane oraz przechowywane w niskich temperaturach. Zakrętki zawierają białą, gumową wkładkę na bazie styrenu i butadienu.