




Przeźroczyste fiolki Wheaton, z zakrętką i septą - 1,8 ml

WHEATON[®]

Fiolki przeznaczone zwłaszcza do autosamplerów chromatografii gazowej i cieczowej. Posiadają zakrętki z otworem oraz septą z silikonu/teflonu[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	9-0190	Fiolki z zakrętką i septą	bezbarwne	1,8 ml	12 x 35 mm	240 szt.

Opis

Fiolki przeznaczone zwłaszcza do autosamplerów chromatografii gazowej i cieczowej. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Z możliwością autoklawowania. Posiadają zakrętki z otworem oraz septą z silikonu/teflonu[®].

Zakrętka: \varnothing 8 mm