


**Przeźroczyste fiolki Wheaton, z zakrętką i septą -
1,8 ml**

WHEATON[®]

Brak zdjęcia

Fiolki przeznaczone zwłaszcza do autosamplerów chromatografii gazowej i cieczowej. Posiadają zakrętki z otworem oraz septą z silikonu/teflonu[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	9-0190	Fiolki 1,8 ml z zakrętką i septą	1,8 ml	12 x 35 mm	240 szt.

Opis

Fiolki przeznaczone zwłaszcza do autosamplerów chromatografii gazowej i cieczowej. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Z możliwością autoklawowania. Posiadają zakrętki z otworem oraz septą z silikonu/teflonu[®].

Zakrętka: ø 8 mm