

## Krystalizatory szklane - z wylewem



Krystalizatory szklane z wylewem.

Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego produkcji czeskiej.

Odporne na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury.

Zgodne z normami ISO 3585, DIN 12 338, PN 70 0121.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1840	Krystalizator z wylewem	15 ml	40 mm	25 mm
	S-1841	Krystalizator z wylewem	20 ml	50 mm	30 mm
	S-1842	Krystalizator z wylewem	40 ml	60 mm	35 mm
	S-1843	Krystalizator z wylewem	50 ml	70 mm	40 mm
	S-1844	Krystalizator z wylewem	90 ml	80 mm	45 mm
	S-1845	Krystalizator z wylewem	200 ml	95 mm	55 mm
	S-1846	Krystalizator z wylewem	380 ml	115 mm	65 mm
	S-1847	Krystalizator z wylewem	650 ml	140 mm	75 mm
	S-1848	Krystalizator z wylewem	1600 ml	190 mm	90 mm
	S-1849	Krystalizator z wylewem	2700 ml	230 mm	100 mm

### Opis

Krystalizatory szklane z wylewem.

Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego produkcji czeskiej.

Odporne na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury.

Zgodne z normami ISO 3585, DIN 12 338, PN 70 0121.

Stosowane w praktyce laboratoryjnej.