



Błona uszczelniająca AeraSeal™ do kultur komórkowych - ze sztucznego jedwabiu



Błona uszczelniająca (do kultur komórkowych i płytek dołkowych Deep Well) wykonana ze sztucznego jedwabiu (sterylna lub niesterylna), samoprzylepna. Minimalizuje ewaporację i kontaminację krzyżową. Nie jest cytotoksyczna. Przekłuwalna. Perforowane końce do prostego i szybkiego przyklejania. Przepuszcza gaz w celu równomiernej wymiany powietrza i dwutlenku węgla.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-1423	Błony uszczelniające AeraSeal™ do kultur komórkowych	sterylna	50 szt.
	B-1422	Błony uszczelniające AeraSeal™ do kultur komórkowych	niesterylna	100 szt.

Opis

Błona uszczelniająca (do kultur komórkowych i płytek dołkowych Deep Well) wykonana ze sztucznego jedwabiu (sterylna lub niesterylna), samoprzylepna. Minimalizuje ewaporację i kontaminację krzyżową. Nie jest cytotoksyczna. Przekłuwalna. Perforowane końce do prostego i szybkiego przyklejania. Przepuszcza gaz w celu równomiernej wymiany powietrza i dwutlenku węgla.

Grubość: 114 µm.

Wymiary (dł. x szer.): 142,9 x 82,6 mm.

Trwała w temp.: -20 do +80°C.