



pH-metr stacjonarny FiveEasy™ F20



Podstawowa wersja wysokiej jakości, stołowego pH-metru renomowanej firmy Mettler Toledo, przeznaczonego do szybkich, precyzyjnych pomiarów.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | W zestawie | Nr producenta |
|-----------|---------|--|-------------------|---------------|
| | B-8800 | pH-metr stacjonarny FiveEasy™ F20-Meter | bez elektrody | 30266658 |
| | B-8801 | pH-metr stacjonarny FiveEasy™ F20-Standard | z elektrodą LE438 | 30266626 |

Opis

Podstawowa wersja stołowego pH-metru, przeznaczonego do szybkich, precyzyjnych pomiarów. Praca z pH-metrem FiveEasy F20 jest łatwa i przyjemna dzięki dużemu, dobrze zorganizowanemu wyświetlaczowi i intuicyjnie rozmieszczonym przyciskom. Na ekranie ze zrozumiałymi ikonami, wyświetlane są wszystkie informacje, takie jak dane pomiaru, status elektrody i bieżąca kalibracja. Urządzenie to ma niewielkie wymiary i nie zajmuje dużo miejsca na stole roboczym. Statyw elektrody można łatwo wymontować i umieścić z boku miernika. Urządzenia serii FiveEasy stanowią doskonałe wyposażenie, zapewniające wiarygodne dane pomiarowe - za rozsądną cenę.

| Zestaw | Zawartość | Zastosowanie |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| FiveEasy™ F20-Meter | sam miernik z zestawem standardowym | w przypadku posiadania czujnika |
| FiveEasy™ F20-Standard | czujnik LE438, zestaw standardowy | Szeroki zakres próbek, w tym emulsje i zawiesiny |

* zestaw standardowy zawiera: Skrócona instrukcja instalacji Pakiet startowy buforów pH

Wszystkie pH-metry posiadają certyfikat CE.

**Dane
technic
zne**

| Parametr | FiveEasy™ F20 |
|---|----------------------|
| Zakres pomiarowy | 0,00-14,00 pH |
| Rozdzielczość/dokładność | 0,01/±0,01 pH |
| Punkty kalibracji | 3 |
| Predefiniowane grupy buforów | 4 |
| Zakres temperatur | 0-100 °C |
| Rozdzielczość/dokładność pomiaru temperatury | 0,1/±0,5 °C |
| Kompensacja temperaturowa | ATC i MTC |
| Wyjście analogowe | Tak |
| Sygnał dźwiękowy | Tak |