





## Mieszadła magnetyczne Multistirrer 6 i Multistirrer 15



Mieszadła magnetyczne serii Multistirrer są dostępne zarówno w wersji 6- jak i 15- stanowiskowej. Mogą pomieścić jednocześnie kilka kolb lub zlewek. Nadają się do długiej pracy. Polecane zwłaszcza do mikrotitracji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Pręđ. obrotowa
	B-8210	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 6	6 miejsc	80-1500 obr./min
	B-8211	Mieszadło magnetyczne Multistirrer 15	15 miejsc	80-1500 obr./min

### Opis

Mieszadła magnetyczne serii Multistirrer są dostępne zarówno w wersji 6- jak i 15- stanowiskowej. Mogą pomieścić jednocześnie kilka kolb lub zlewek. Zakres prędkości mieszania wynosi 80-1500 obr./min. Posiadają łagodny start, a także szybki i płynny rozruch. Elektroniczna kontrola prędkości jest bardzo dokładna - również przy niskich prędkościach. Mieszadła Multistirrer posiadają niewielką wysokość i mały ciężar, dzięki czemu są bardzo ergonomiczne. Nadają się do długiej pracy - nie nagrzewają się nawet po kilku dniach pracy ciągłej. Idealne do wielu zastosowań w dziedzinie mikrobiologii i biochemii - zwłaszcza polecane do mikrotitracji.

### Dane techniczne

Parametr	Multistirrer 6	Multistirrer 15
<b>Moc</b>	3,6 W	9,0 W
<b>Zakres prędkości</b>	80 - 1500 obr./min	80 - 1500 obr./min

<b>Parametr</b>	<b>Multistirrer 6</b>	<b>Multistirrer 15</b>
<b>Kontrola prędkości</b>	cyfrowa	cyfrowa
<b>Ilość stanowisk</b>	6	15
<b>Odległość między centrami kolejnych stanowisk</b>	100 mm	74 mm
<b>Maks. obj. mieszanej cieczy na jednym stanowisku (wody)</b>	400 ml	250 ml
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.)</b>	230 x 51,5 x 370 mm	230 x 51,5 x 370 mm
<b>Ciężar</b>	1,75 kg	2,1 kg