




## Walek do zamykania płytek mikrotitracyjnych

Walek obrotowy z gumową rolką. Ze stabilnym uchwytem. Przeznaczony do zamykania płytek mikrotitracyjnych. Przystosowany do folii zwykłych, folii samoprzylepnych lub mat zamykających. Umożliwia równomierne, mocne dociśnięcie całej powierzchni materiału zamykającego. Zapewnia łatwe, szybkie i bezpieczne zamykanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość
	7-4722	Walek do zamykania płytek mikrotitracyjnych	ok. 10 cm

### Opis

Walek obrotowy z gumową rolką. Ze stabilnym uchwytem. Przeznaczony do zamykania płytek mikrotitracyjnych. Przystosowany do folii zwykłych, folii samoprzylepnych lub mat zamykających. Umożliwia równomierne, mocne dociśnięcie całej powierzchni materiału zamykającego. Zapewnia łatwe, szybkie i bezpieczne zamykanie.

**Szerokość:** ok. 10 cm.