



## Statywy i uchwyty do pipet Eppendorf

**eppendorf**

**Statyw karuzelowy 2** na maksymalnie sześć pipet manualnych Eppendorf (zarówno jedno-, jak i wielokanałowych) w tym Eppendorf Research<sup>®</sup>, Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup>, Reference<sup>®</sup> 2 lub Biomaster<sup>®</sup>, a po zastosowaniu dodatkowego, opcjonalnego uchwytu również Multipette<sup>®</sup>.







**Statyw do pipet 2** przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety Eppendorf Multipette<sup>®</sup> M4.

**Uchwyt do pipet 2** do jednej sztuki pipety Eppendorf Research<sup>®</sup>, Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup>, Reference<sup>®</sup> 2 lub Biomaster<sup>®</sup>.

**Uchwyt do pipet 2** do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> lub Xplorer<sup>®</sup> plus – bez funkcji ładowania.

**Uchwyt do pipety 2** do jednej sztuki pipety Multipette<sup>®</sup> E3/E3x i Multipette<sup>®</sup> stream/Xstream – bez funkcji ładowania.

**Uchwyt do pipety 2** do jednej sztuki pipety Multipette<sup>®</sup> M4.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9570	Statyw karuzelowy 2	3116-000-015
	K-9571	Statyw do pipet 2	3116-000-058
	K-9575	Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Research <sup>®</sup> , Research <sup>®</sup> plus, Reference <sup>®</sup> , Reference <sup>®</sup> 2 lub Biomaster <sup>®</sup>	3116-000-112
	K-9576	Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer <sup>®</sup> lub Xplorer <sup>®</sup> plus - bez funkcji ładowania	3116-000-120
	K-9577	Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette <sup>®</sup> E3/E3x i Multipette <sup>®</sup> stream/Xstream - bez funkcji ładowania	3116-000-139
	K-9578	Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette <sup>®</sup> M4	3116-000-147

### Opis

#### Statyw karuzelowy 2

Funkcjonalny statyw karuzelowy, na którym można przechowywać maksymalnie sześć pipet manualnych Eppendorf (zarówno jedno-, jak i wielokanałowych) – w tym Eppendorf Research<sup>®</sup>, Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup>, Reference<sup>®</sup> 2 lub Biomaster<sup>®</sup> oraz większość ich poprzedników. Po dołączeniu opcjonalnego uchwytu dodatkowego możliwe jest również przechowywanie na statywie modelu Multipette<sup>®</sup>. Statyw posiada wygodną rączkę do łatwego przenoszenia.

Pipety na statywie przechowywane są bezpiecznie, nie dotykając podłoża, co zapobiega kontaminacjom. Uchwyty do statywu mogą być stosowane zamiennie, a ich montaż jest prosty i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Uchwyty na statywie mogą

być ustawiane w dwóch orientacjach (obracane o 180 stopni).

### **Statyw do pipet 2**

Statyw przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety Eppendorf Multipette® M4. W połączeniu z opcjonalnymi uchwytami może również być stosowany do przechowywania pozostałych pipet manualnych Eppendorf. Statyw do pipet 2 posiada gumową stopkę, zabezpieczającą przed kontaminacją statywu z rozlanymi cieczami. Bez funkcji ładowania.

### **Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 lub Biomaster®**

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 lub Biomaster®. Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2 oraz ładowarce karuzelowej 2. Na uchwycie znajdują się oznaczenia pozwalające na wybranie orientacji uchwytu do konkretnej pipety - z jednej strony znajduje się uchwyt do modeli Eppendorf Research®, Research® plus i Reference®, z drugiej strony natomiast uchwyt do modeli Reference® 2.

### **Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus - bez funkcji ładowania**

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus (bez funkcji ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2.

### **Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream - bez funkcji ładowania**

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream (bez funkcji ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2.

### **Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette® M4**

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety Multipette® M4. Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2 oraz ładowarce karuzelowej 2.