



## Walek do zamykania płytek

Stabilny walek metalowy z gumową rolką o szer. 10 cm. Służy do szczelnego zamykania płytek do PCR, płytek do mikrotestów oraz płytek dołkowych Deep-Well błonami lub matami uszczelniającymi. Przeznaczony również do równego rozprowadzania membran transferowych, żeli i papieru do blottingu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość
	B-3410	Walek do zamykania płytek	

### Opis

Stabilny walek metalowy z gumową rolką o szer. 10 cm. Służy do szczelnego zamykania płytek do PCR, płytek do mikrotestów oraz płytek dołkowych Deep-Well błonami lub matami uszczelniającymi. Przeznaczony również do równego rozprowadzania membran transferowych, żeli i papieru do blottingu.