




Pudełko na końcówki do pipet o poj. 10 µl

bicappa LAB

Pudełko na końcówki do pipet. Może pomieścić 96 szt. większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Nowy model pudełka można znaleźć pod kodem [B-0712](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na końcówki	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-0706	Pudełko na końcówki do pipet	10 µl	96 miejsc	1 szt.

Opis

Pudełko na końcówki do pipet. Może pomieścić 96 szt. większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Pudełko nie jest kompatybilne z końcówkami firmy HTL i Gilson.

Nowy model pudełka można znaleźć pod kodem [B-0712](#).