




Pudełko na końcówki do pipet o poj. 1000 µl



Pudełko na końcówki do pipet. Może pomieścić 96 szt. większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Nowy model pudełka można znaleźć pod kodem [B-0714](#).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Na końcówki | Liczba miejsc | Szt./Op. |
|---|---------|------------------------------|-------------|---------------|----------|
|  | B-0708 | Pudełko na końcówki do pipet | 1000 µl | 96 miejsc | 1 szt. |

Opis

Pudełko na końcówki do pipet. Może pomieścić 96 szt. większości powszechnie stosowanych końcówek. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne.

Pudełko nie jest kompatybilne z końcówkami firmy HTL i Gilson.

Nowy model pudełka można znaleźć pod kodem [B-0714](#).