




Mata absorpcyjna Spilfyter - w rolce



Wyjątkowo gruba i chłonna, wielowarstwowa mata absorpcyjna Spilfyter używana w laboratoriach. Zaprojektowana do usuwania drobnych wycieków, pozwala na utrzymanie czystości powierzchni roboczych i zabezpiecza sprzęt laboratoryjny przed uszkodzeniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Długość
	L-1142	Mata absorpcyjna Spilfyter	50,8 cm	30 m

Opis

Wyjątkowo gruba i chłonna, wielowarstwowa mata absorpcyjna Spilfyter przeznaczona do użytku w laboratoriach. Zaprojektowana do usuwania drobnych wycieków, pozwala na utrzymanie czystości powierzchni roboczych. Mata absorpcyjna Spilfyter jest przeznaczona do stosowania ze szklanymi naczyniami jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem blatu i ochrony przed uszkodzeniami. Stanowi doskonałą amortyzację zabezpieczającą delikatne sprzęty laboratoryjne przed stłuczeniem. Dzięki wielowarstwowej budowie s jest bardzo chłonna i wytrzymała mechanicznie. Dostępna w postaci rolki co ułatwia dozowanie. Mata absorpcyjna Spilfyter jest wykonana w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.