



Woreczki z LDPE na próbki

Plastikowe woreczki z LDPE o wymiarach 200 x 300 mm i grubości 25 µm, przeznaczone do przechowywania próbek. Bez zamknięcia i bez pola opisowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pole opisowe	Szer. x dł.	Gr. folii	Szt./Op.
	L-1305	Woreczki na próbki	LDPE	bez pola opisowego	200 x 300 mm	25 µm	100 szt.

Opis

Plastikowe woreczki z LDPE o wymiarach 200 x 300 mm i grubości 25 µm, przeznaczone do przechowywania próbek. Przezroczysty materiał pozwala na szybką identyfikację zawartości. Mogą być zamykane za pomocą zgrzewarki lub przy pomocy uniwersalnych zamknięć do worków. Woreczki są ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na szybkie i łatwe zabezpieczenie zawartości przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Nie mają pola opisowego. Dostępne w opakowaniach po 100 sztuk.