




**Pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami do pipet Sartorius Biohit**

**SARTORIUS**

Puste pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami firmy Sartorius Biohit – odpowiednie do końcówek Optifit Tips bez filtra. Mlecznoprzeźroczyste. Z uchylnym wieczkiem i zatrzaskowym zamknięciem, uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie pudełka. W pełni autoklawowalne w 121°C (20 min). Pudełka nie zawierają końcówek.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa  | Na końcówki           | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|--|-----------------------|----------|---------------|
|    | K-0508  | Pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami do pipet Sartorius Biohit | 10 µl, 200 µl, 350 µl | 10 szt.  | 790910        |
|  | K-0509  | Pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami do pipet Sartorius Biohit | 1000 µl, 1200 µl      | 10 szt.  | 790920        |

**Opis**

Puste pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami firmy Sartorius Biohit – odpowiednie do końcówek Optifit Tips bez filtra. Mlecznoprzeźroczyste. Z uchylnym wieczkiem i zatrzaskowym zamknięciem, uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie pudełka. W pełni autoklawowalne w 121°C (20 min). Pudełka nie zawierają końcówek.