



## Tabletki PBS

Tabletki PBS są wykorzystywane do sporządzania buforowanego roztworu soli, bez konieczności wykonywania naważek poszczególnych składników. Jedna tabletkę pozwala na przygotowanie 100 ml roztworu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	092810305	Tabletki PBS	100 szt.

### Opis

Tabletki PBS to praktyczny, szybki i dokładny sposób na przygotowanie jednego z najpopularniejszych roztworów, stosowanego w laboratoriach mikrobiologicznych. PBS to buforowany fosforem roztwór soli (pH 7,4) pozwalający na utrzymanie właściwych warunków do przechowywania, przemywania lub transportowania żywych komórek. Roztwór PBS jest też często stosowany w testach immunologicznych. PBS Tabletki wystarczy rozpuścić w odpowiedniej ilości wody destylowanej aby otrzymać roztwór o wymaganych parametrach. Dużą zaletą PBS w tabletkach jest możliwość wielokrotnego uzyskiwania roztworów o dokładnie takim samym składzie. Uzyskany przez rozpuszczenie tabletek PBS, roztwór można poddać sterylizacji w autoklawie. Wykorzystywanie gotowych tabletek PBS skraca również czas jaki jest potrzebny do wykonania roztworu.

Jedna tabletkę pozwala na przygotowanie 100 ml roztworu.