




**Probówki wirówkowe Nunc z PP - 15 ml - z zakrętkami - sterylne - w statywach**



Probówki wirówkowe typu falcon o pojemności 15 ml, dostarczane w 20 statywach po 25 szt. w opakowaniu. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	339651	Probówki typu Falcon z PP	15 ml	sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.

**Opis**

Stożkowodenne probówki typu falcon do wirowania, wykonane z polipropylenu (PP), zaopatrzone w niebieskie zakrętki z wysokogatunkowego polietylenu o dużej gęstości (HDPE).

Są to wysokiej jakości probówki, zaprojektowane w taki sposób aby ułatwić użytkownikowi pracę w laboratorium. Dzięki temu, że probówki są dostarczane sterylne minimalizowane jest ryzyko zanieczyszczeń. Probówki posiadają duże pole opisowe, które pozwala na ich czytelne oznaczanie. Mogą być wykorzystywane do wirowania w niskich i wysokich prędkościach. Probówki są szczelnie zakręcane co zapewnia ochronę próbek przed przypadkowym wylaniem lub zanieczyszczeniem. Probówki te sprzedawane są w praktycznych jałowych statywach wykonanych z plastiku nadającego się do recyklingu.

- pojemność: 15 ml,
- opakowanie 20 statywów po 25 szt.,
- kształt dna: stożkowy,
- max. testowana prędkość wirowania RCF: 10500,
- niepirogenne,
- niecytotoksyczne,
- wolne od RNazy / DNazy,
- materiał : polipropylen (PP).