




**Probówki wirówkowe Nunc z PP - 50 ml - z polem do opisu - sterylne - w workach**



Probówki wirówkowe typu falcon o pojemności 50 ml, wykonane z wysokogatunkowego polipropylenu. Stożkowodenne odporne na wysokie prędkości wirowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	339652	Probówki typu Falcon z PP	50 ml	sterylne	20 x 25 szt.	500 szt.

**Opis**

Probówki wirówkowe, stożkowodenne typu falcon wykonane z dobrego gatunkowo polipropylenu, pakowane w worki. Zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i wygodzie użytkownika. Posiadają szczelne zakrętki zapobiegające zanieczyszczeniom i przypadkowemu wylaniu się próbek. Probówki te mają praktyczne, duże pole opisowe, które pozwala na ich czytelne oznaczenie. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości polipropylenu mogą być wirowane przy dużych prędkościach.

- maksymalna prędkość wirowania RCF 17000 x g,
- sterylne,
- pojemność 50 ml,
- kształt dna probówki - stożkowy,
- wyposażone w podziałkę,
- pakowane po 500 szt. w worku.