







Pudełka 96-miejscowe na próbki PCR - 5 szt.



96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) pudełko w komplecie z przezroczystą, pyłoszczelną pokrywką. Przystosowane do próbek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Do wyboru w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	L-4880	Pudełka 96-miejscowe na próbki PCR	żółte	5 szt.
	L-4881	Pudełka 96-miejscowe na próbki PCR	zielone	5 szt.
	L-4882	Pudełka 96-miejscowe na próbki PCR	pomarańczowe	5 szt.
	L-4883	Pudełka 96-miejscowe na próbki PCR	różowe	5 szt.
	L-4884	Pudełka 96-miejscowe na próbki PCR	niebieskie	5 szt.

Opis

96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) pudełko w komplecie z przezroczystą, pyłoszczelną pokrywką. Przystosowane do próbek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Do wyboru w różnych kolorach.

Wymiary z pokrywką (dł. x szer. wys.): 125 x 88 x 32 mm.