



Pudełka Kryobox A3

Pudełka 100-miejscowe (rzędy 10 x 10). Przeznaczone do przechowywania próbek 0,5 ml o śr. do 8,5 mm. Posiadają numerację stanowisk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-3706	Kryobox A3	przeźroczysty
	B-3707	Kryobox A3	żółty
	B-3708	Kryobox A3	niebieski
	B-3709	Kryobox A3	zielony
	B-3710	Kryobox A3	różowy
	B-3711	Kryobox A3	pomarańczowy
	B-3712	Kryobox A3 - czarna podstawa i czarna pokrywa	czarny

Opis

Pudełka 100-miejscowe (rzędy 10 x 10). Przeznaczone do przechowywania próbek 0,5 ml o śr. do 8,5 mm. Posiadają numerację stanowisk.

Wymiary: wys. 37 mm, dł. x szer.: 130 x 130 mm.

Materiał: polipropylen.