





## Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem

Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem. Pojemność podana w tabeli dotyczy pojemności roboczej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. zew.	Wysokość
	L-1160	Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem	250 ml	120 mm	70 mm
	L-1162	Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem	450 ml	145 mm	75 mm

### Opis

Moździerz porcelanowy z wylewem. Wewnątrz szorstki, na zewnątrz glazurowany. Zawiera w zestawie tłuczek z szorstką końcówką. Pojemność podana w tabeli dotyczy pojemności roboczej.