








Statyw dwustronny Combi-Rack



Statyw do przechowywania z zatraskiwaną pokrywką. Przeznaczony na 96 probówek 0,5 ml po jednej stronie lub 96 probówek 1,5-2,0 ml po drugiej stronie. Część przeznaczona na probówki o poj. 1,5/2,0 ml posiada specjalnie uformowane brzegi otworów po to, by probówki łatwiej można było wyjmować ze statywu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor
	2-1835	Statyw dwustronny Combi-Rack	PP	przezroczysty
	2-1836	Statyw dwustronny Combi-Rack	PP	niebieski
	2-1837	Statyw dwustronny Combi-Rack	PP	żółty
	2-1838	Statyw dwustronny Combi-Rack	PP	zielony
	B-3680	Statyw dwustronny Combi-Rack	PP	pomarańczowy
	B-3681	Statyw dwustronny Combi-Rack	PP	różowy
	B-3682	Statywy dwustronne Combi-Rack	PP	5 różnych kolorów

Opis

Statyw do przechowywania z zatraskiwaną pokrywką. Przeznaczony na 96 probówek 0,5 ml po jednej stronie lub 96 probówek 1,5-2,0 ml po drugiej stronie. Część przeznaczona na probówki o poj. 1,5/2,0 ml posiada specjalnie uformowane brzegi otworów po to, by probówki łatwiej można było wyjmować ze statywu.

Materiał: polipropylen.

Ilość otworów: 8 x 12.

Wymiary: 246 x 121 x 50 mm.

Zestaw **B-3682** zawiera 5 szt. pudełek w kolorach niebieskim, żółtym, zielonym, pomarańczowym i różowym.