



Uniwersalny dozownik na drobne artykuły BHP

Uniwersalny i estetyczny dozownik wykonany ze stali szlachetnej. Idealny do jednorazowych czepków, masek ochronnych, ochraniaczy na buty, ochraniaczy na przedramiona itp. Gładka powierzchnia, łatwa w utrzymaniu w czystości. Otwierany od góry.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-2020	Uniwersalny dozownik na drobne artykuły BHP

Opis

Uniwersalny i estetyczny dozownik wykonany ze stali szlachetnej. Idealny do jednorazowych czepków, masek ochronnych, ochraniaczy na buty, ochraniaczy na przedramiona itp. Gładka powierzchnia, łatwa w utrzymaniu w czystości. Otwierany od góry.

Wymiary dozownika: 300 x 300 x 140 mm.

Wymiary otworu (szer. x maks. wys.): 190 x 45 mm.