





Pudełko neoBox-200

FOR MY LAB
neoLab[®]

Wykonane z PP. 200-miejscowe (20×10). Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (np. fiołki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml). Ze szczelnie zamykającą, przezroczystą pokrywką na zawiasach. Odporne na temp. do -90°C. Możliwość układania w stosy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	2-1968	Pudełko neoBox-200	przeźroczysty	200 miejsc
	2-1964	Pudełko neoBox-200	czarny	200 miejsc

Opis

Wykonane z PP. 200-miejscowe (20×10). Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (np. fiołki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml). Ze szczelnie zamykającą, przezroczystą pokrywką na zawiasach. Odporne na temp. do -90°C. Możliwość układania w stosy.

Materiał: polipropylen, autoklawowalny do 121°C.

Wymiary: 275 x 140 x 60 mm (szer. x gł. x wys.)

Możliwość dokupienia wkładu na probówki 1,5 ml z oznakowaniem alfanumerycznym (8 x 8).

Wkład na probówki 1,5 ml, do pudełka neoBox 100 i 200 (Nr-Art. 2-1210) należy zamawiać osobno.