



Szczotka do czyszczenia naczyń sedymentacyjnych

Szczotka wykonana z włosia końskiego/nylonu. Ze szpiczastym pędzlem do naczyń stożkowych, a zwłaszcza do naczyń sedymentacyjnych. Z ocynkowanym stalowym trzonkiem wyposażonym w obrotowy drewniany uchwyt. Bardzo miękka szczecina umożliwia szybkie i dokładne oczyszczanie wewnętrznych ścian naczyń a także wąskiej, dolnej części stożka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-3285	Szczotka do czyszczenia naczyń sedymentacyjnych

Opis

Szczotka wykonana z włosia końskiego/nylonu. Ze szpiczastym pędzlem do naczyń stożkowych, a zwłaszcza do naczyń sedymentacyjnych. Z ocynkowanym stalowym trzonkiem wyposażonym w obrotowy drewniany uchwyt. Bardzo miękka szczecina umożliwia szybkie i dokładne oczyszczanie wewnętrznych ścian naczyń a także wąskiej, dolnej części stożka.

Średnica górna: 130 mm.

Długość całkowita: ok. 70 cm.

Długość szczotki: ok. 50 cm.