








Kriopudełko Bionovo-81 High

Wykonane z PP. 81-miejscowe (9 x 9). Przeznaczone na probówki o śr. do 13 mm i maks. wys. 75 mm, tj.: fiołki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml. Wyposażone w przezroczystą, zamykaną zatrzaskiem pokrywę na zawiasach. Posiadają otwory w dnie, co umożliwia łatwe usuwanie rozmrożonego płynu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x gł. x wys.	Liczba miejsc	Kolor	Szt./Op.
	B-3405	Kriopudełko Bionovo-81 High	133 x 133 x 75 mm	9 x 9	żółty	1 szt.
	B-3406	Kriopudełko Bionovo-81 High	133 x 133 x 75 mm	9 x 9	czerwony	1 szt.
	B-3407	Kriopudełko Bionovo-81 High	133 x 133 x 75 mm	9 x 9	zielony	1 szt.
	B-3408	Kriopudełko Bionovo-81 High	133 x 133 x 75 mm	9 x 9	niebieski	1 szt.
	B-3409	Kriopudełko Bionovo-81 High	133 x 133 x 75 mm	9 x 9	bezbarny	1 szt.

Opis

Wykonane z PP. 81-miejscowe (9 x 9). Przeznaczone na probówki o śr. do 13 mm i maks. wys. 75 mm, tj.: fiołki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml. Wyposażone w przezroczystą, zamykaną zatrzaskiem pokrywę na zawiasach. Posiadają otwory w dnie, co umożliwia łatwe usuwanie rozmrożonego płynu. Dodatkowo wyposażone są w nóżki oraz otwory w pokrywie, umożliwiające ustawianie pudełek piętrowo. Do wyboru w różnych kolorach (zielony, czerwony, bezbarwny, niebieski, żółty).

Autoklawowalne, odporne na temperatury: od -90°C do +121°C.

Wymiary: 133 x 133 x 75 mm (szer. x gł. x wys.).