



## Kriopudełka na próbki, 81-stanowiskowe, wys. 52 mm (PC)

Pudełka na próbki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. 12,5 mm. Rzędy 9 x 9. Wykonane ze stabilnego poliwęglanu. Z możliwością układania w stosy. Odporne na temperatury od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wysokość	Liczba miejsc	Szt./Op.
	A-733062	Kriopudełko z PC	niebieski	52 mm	81-miejscowe	1 szt.
	A-733063	Kriopudełko z PC	zielony	52 mm	81-miejscowe	1 szt.
	A-733061	Kriopudełko z PC	czerwony	52 mm	81-miejscowe	1 szt.
	A-733064	Kriopudełko z PC	żółty	52 mm	81-miejscowe	1 szt.

### Opis

Pudełka na próbki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. 12,5 mm. Rzędy 9 x 9. Wykonane ze stabilnego poliwęglanu. Z możliwością układania w stosy. Odporne na temperatury od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

**Wymiary:** 133 x 133 x wys. 52 mm.