



## Kriopudełka na próbki, 81-stanowiskowe, wys. 95 mm (PC)

Pudełka na próbki o poj. 3 do 5 ml i śr. 12,5 mm. Rzędy 9 x 9. Wykonane ze stabilnego poliwęglanu. Odporne na temperatury od -190°C do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywki z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wysokość	Szt./Op.
	A-733082	Kriopudełko z PC	niebieski	95 mm	1 szt.
	A-733083	Kriopudełko z PC	zielony	95 mm	1 szt.
	A-733081	Kriopudełko z PC	czerwony	95 mm	1 szt.
	A-733084	Kriopudełko z PC	żółty	95 mm	1 szt.

### Opis

Pudełka na próbki o poj. 3 do 5 ml i śr. 12,5 mm. Rzędy 9 x 9. Wykonane ze stabilnego poliwęglanu. Odporne na temperatury od -190°C do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywki z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

**Wymiary:** 133 x 133 x wys. 95 mm.