



## Kriopudełko do przechowywania, 100- stanowiskowe, czarne



Pudełko wykonane z czarnego polipropylenu. Autoklawowalne. Nadaje się do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Posiada 100 stanowisk o wym. 12,5 x 12,5 mm. Przeznaczone na probówki reakcyjne i krioprobówki o poj. 0,5, 1,5, 2,0 ml i maks. wys. 53 mm. Z możliwością układania w stosy. Alfanumeryczny indeks na pokrywce ułatwia identyfikację próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	7-8040	Kriopudełko czarne	100 miejsc

### Opis

Pudełko wykonane z czarnego polipropylenu. Autoklawowalne. Nadaje się do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Posiada 100 stanowisk o wym. 12,5 x 12,5 mm. Przeznaczone na probówki reakcyjne i krioprobówki o poj. 0,5, 1,5, 2,0 ml i maks. wys. 53 mm. Z możliwością układania w stosy. Alfanumeryczny indeks na pokrywce ułatwia identyfikację próbek.

**Odporność temperaturowa:** od -90 do +121°C

**Wymiary:** 140 x 140 x 60 mm (dł. x szer. x wys.).