



Szczotki do probówek, butelek, pipet

Szczotki do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczecinią i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Śr. włosia	Dł. włosia	Dł. uchwytu	Dł. całk.
	B-1565	Szczotka do pipet	brak	5 mm	100 mm	375 mm	480 mm
	B-1558	Szczotka do probówek	bawełniana	10 mm	65 mm	145 mm	210 mm
	B-1559	Szczotka do probówek	bawełniana	15 mm	85 mm	175 mm	260 mm
	B-1560	Szczotka do probówek	bawełniana	20 mm	100 mm	170 mm	270 mm
	B-1561	Szczotka do naczyń lab.	bawełniana	30 mm	130 mm	140 mm	270 mm
	B-1562	Szczotka do naczyń lab.	pędzel	30 mm	100 mm	155 mm	300 mm
	B-1563	Szczotka do butelek	pędzel	50 mm	90 mm	210 mm	350 mm
	B-1564	Szczotka do butelek	pędzel	65 mm	130 mm	270 mm	460 mm

Opis

Szczotki do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczecinią i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi.