

## Szczotki laboratoryjne z naturalnego włosia

Szczotki laboratoryjne.



**Materiał włosia:** naturalna szczecina świńska.

**Długość całkowita:** 500 mm.

**Długość szczotki:** 100 mm.

**Średnica szczotki B-3625 (rys. A):** 12 mm.

**Średnica szczotki B-3626 (rys. B):** 6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Szt./Op.
	B-3625	Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny	12 mm	1 szt.
	B-3626	Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny	6 mm	1 szt.

### Opis

Szczotki laboratoryjne.

**Materiał włosia:** naturalna szczecina świńska.

**Długość całkowita:** 500 mm.

**Długość szczotki:** 100 mm.

**Średnica szczotki B-3625 (rys. A):** 12 mm.

**Średnica szczotki B-3626 (rys. B):** 6 mm.