




## Szczotka do czyszczenia okrągłych kolb



Szczotka przeznaczona do czyszczenia okrągłych kolb. Wygięta końcówka umożliwia dotarcie do każdego miejsca na wewnętrznych ścianach kolby. Z naturalną szczecinią, usuwającą nawet silne zabrudzenia i stabilnym, długim drewnianym trzonkiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6010	Szczotka do okrągłych kolb
	1-6011	Zapasowa końcówka szczotki

### Opis

Szczotka przeznaczona do czyszczenia okrągłych kolb. Wygięta końcówka umożliwia dotarcie do każdego miejsca na wewnętrznych ścianach kolby. Z naturalną szczecinią, usuwającą nawet silne zabrudzenia i stabilnym, długim drewnianym trzonkiem. Końcówka jest lekko wygięta. Pasuje do każdej kolby ze szlifem NS 34 lub większym. Szczotka z wygiętą końcówką nadaje się doskonale do oczyszczania wstępnego przed włożeniem naczynia do zmywarki laboratoryjnej.

**Wymiary końcówki (dł. x szer.):** 45 x 21 mm.

**Dł. włosia:** 8 mm.

**Dł. trzonka:** 370 mm.

**Śr. trzonka:** 7 mm.